

测试报告

样品信息			
样品名称	杏贝止咳颗粒	编号	JH-20230306-32
样品重量	/	剂型	/
收样日期	2023/03/06	测试期间	2023/03/27-03/28
样品描述	/		
测试需求			
测试成分	苦杏仁苷含量测定		
参考标准			
参考标准	杏贝止咳颗粒质量标准草案公示稿	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	赛默飞 U3000

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate®LP-C18 (4.6×250mm, 5μm)		
流动相:	时间 (min)	甲醇/水 (23.5/76.5) (%)	甲醇 (%)
	0	100	0
	11	100	0
	12	0	100
	25	0	100
检测波长:	218nm		
柱温:	25℃		
流速:	1.1ml/min		
进样量:	20μL		
注意事项:	\		



● 流动相配置：

甲醇-水溶液：取 235mL 色谱级甲醇和 765mL 超纯水混合，摇匀，超声脱气，即得。

甲醇：取色谱级甲醇，超声脱气，即得。


● 样品溶液的配置：

对照品溶液：取苦杏仁苷对照品适量，加甲醇-水（23.5:76.5）制成每 1mL 含 0.15mg 的溶液，即得；

供试品溶液：取装置差异下的本品，混匀，研细，取约 0.5g，具塞锥形瓶中，加入甲醇-水（23.5:76.5）溶液 50mL，密塞，超声处理 20 分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

● 谱图和数据


1、对照品溶液



积分结果							
序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰高 mAU	不对称度 (EP)	塔板数 (EP)	分离度 (EP)
1	苦杏仁苷	12.447	22.629	73.713	0.97	10625	n.a.
总和:			22.629	73.713	0.97	10625.00	



2、供试品溶液



积分结果							
序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰高 mAU	不对称度 (EP)	塔板数 (EP)	分离度 (EP)
1	苦杏仁苷	12.472	24.973	75.838	0.89	9835	n.a.
总和:			24.973	75.838	0.89	9835.00	

● 结论

用月旭 Ultimate®LP-C18 (4.6×250mm, 5μm), 在此色谱条件下测定, 能满足检测的要求。

